


K-SURGERY dermalni fileri za postizanje vrhunskih rezultata!

K-surgery
medical




K-Surgery K-Fill umrežena hijaluronska kiselina koristi se u području estetske medicine za rješavanje problema povezanih sa starenjem kože. Njeno djelovanje obuhvaća popunjavanje bora i linija ekspresije, povećanje volumena usnana, jagodica, brade itd. K-Surgery fileri predstavljaju integrirano terapijsko rješenje za postizanje optimalnih rezultata. Dizajn i izrada proizvoda plod su temeljitih znanstvenih ispitivanja. Proizvodi su podvrgnuti strogim laboratorijskim testiranjima i kliničkim ispitivanjima, kako bi mogli biti upotrijebljeni bez rizika od alergijskih reakcija, čime je postignuta maksimalna razina biokompatibilnosti. Kemijski sastav baziran je na hijaluronskoj kiselini, ne sadrži sastojke životinjskog porijekla, osigurana mu je homogena difuzija unutar tkiva, čime se postiže potpuno prirodan rezultat. Glavna značajka K-Surgery „K-fill professional“ punila je fluidnost koja olakšava injektibilnost i smanjuje osjećaj boli. Riječ je o umreženoj hijaluronskoj kiselini, najnovije generacije, vrlo visoke čistoće koja osigurava odsutnost nuspojava. Proces proizvodnje u skladu s CE certifikatom jamči sterilnost punila zahvaljujući potpuno aseptičnom postupku pripreme. K-Surgery fileri sadrže 25 i 30 mg / ml dugolančane hijaluronske kiseline koja je stabilna, visoko biokompatibilna uz DVS (divinyl sulfone) kao sredstvo 3-D umrežavanja.

K-FILL MEDIUM: Hijaluronska kiselina 25 mg / ml HA, idealna je za blage i srednje bore te povećanje volumena usana. Primjenjuje se u gornji i srednji sloj kože 27 G iglom.

K-FILL STRONG: Hijaluronska kiselina 30 mg / ml HA, idealna je za duboke bore i oštre linije te povećanje volumena.

APPLICATION AREAS







INJECTION TECHNIQUE :
RETROGRADE LINEAR TECHNIQUE

FREQUENCY OF SESSIONS:
EVERY 5/6 MONTHS



PROTOCOL FOR USE

FEATURES	K-FILL STRONG
CONCENTRATION	30 mg/ml
PH	6,00 – 7,00
MOLECULAR WEIGHT	2.4 / 4 MDa
TOTAL NO. OF ENDOTOXIN	< 0.2 EU/ml
DIRECTIONS FOR USE	Very deep wrinkles, enhancing lip volume, and remodelling of facial features.
INJECTION AREAS	Deep or supraperiosteal hypodermis
CROSS-LINKING AGENT	DVS
AMOUNT IN EACH PACK	2 x 0,8 ml
ESTIMATED DURATION OF RESULTS	6/8 months
NEEDLE	27 G
STERILISATION	STERILE A
CONSERVATION	5°-25° C

INJECTION TECHNIQUE :
RETROGRADE LINEAR TECHNIQUE

FREQUENCY OF SESSIONS:
EVERY 6/7 MONTHS



PROTOCOL FOR USE

FEATURES	K-FILL MEDIUM
CONCENTRATION	25 mg/ml
PH	6,00 – 7,00
MOLECULAR WEIGHT	2.4 / 4 MDa
TOTAL NO. OF ENDOTOXIN	< 0.2 EU/ml
DIRECTIONS FOR USE	Fine expression lines, medium deep wrinkles, lip contours and treating scars.
INJECTION AREAS	Middle dermis and labial submucosa
CROSS-LINKING AGENT	DVS
AMOUNT IN EACH PACK	2 x 0,8 ml
ESTIMATED DURATION OF RESULTS	4/6 months
NEEDLE	27 G
STERILISATION	STERILE A
CONSERVATION	5°-25° C

K-Surgery fileri predstavljaju integrirano terapijsko rješenje za postizanje vrhunskih rezultata!

